

## IMPREDIS SOFT WIPES

Salvietta imbevuta con una soluzione acquosa disinfettante e detergente pronta all'uso priva di sostanze CMT (Cancerogene, Mutagene e Teratogene)

Dispositivo Medico CE 0476 Classe II a

CND: D020199 Numero di iscrizione al Repertorio: 1561335

<b>Composizione:</b>	<p>Didecildimetilammonio cloruro 0,14%</p> <p>Clorexidina digluconato 0,10%</p> <p>Agenti detergenti, protettivo e acqua deionizzata q.b. a 100%</p>
<b>Aspetto:</b>	FAZZOLETTINO bianco a perdere in TNT
<b>Profumo:</b>	Assente
<b>pH:</b>	5,0 –7,0
<b>Confezione:</b>	- Busta flowpack da 100 strappi in cartone da 12 buste
<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<p><b>Azione disinfettante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'associazione fra didecildimetilammonio cloruro e clorexidina garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri gram +, gram -, funghi (lieviti) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV).</li> </ul> <p><b>Azione detergente/assenza profumi e alcool</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>IMPREDIS SOFT wipes</b> esercitano anche un'azione detergente senza lasciare residui untuosi e sostanze irritanti.</li> <li>Non contenendo alcool sono indicate in modo particolare su tutti i materiali scarsamente compatibili con l'alcool (es. plexiglass) e prive di profumo non esercitano alcuna azione allergizzante.</li> </ul>
<b>Indicazioni d'uso e Applicazioni</b>	Le <b>IMPREDIS SOFT wipes</b> sono consigliabili per la disinfezione rapida, specialmente in caso di rischio infettivo, di: strumenti chirurgici non invasivi, superfici, lettini medici, ambulanze, termometri e suppellettili ambulatoriali, stetoscopi, materiali di kinesiterapia, podologia.

**Informazioni riservate a personale qualificato**